

UM GRAU DE CONTROLE

GUIA PARA O
RESFRIAMENTO DO
COURO CABELUDO

PAXMAN^o

Olá. Somos a Paxman e já ajudamos milhares de pessoas como você a manter seus cabelos durante a quimioterapia.

Você está em boas mãos.

Meu cabelo vai cair? É a primeira pergunta que as pessoas normalmente fazem no momento em que descobrem que precisam de quimioterapia.

Como uma empresa familiar nascida a partir da queda do cabelo da esposa do nosso presidente durante a quimioterapia para câncer de mama, a Paxman sabe, em primeira mão, que isso é bastante devastador.

Nós também sabemos que muitos pacientes consideram a queda de cabelo o efeito colateral mais temido e conhecido da quimioterapia. O efeito psicológico é alto e pode ter um impacto dramático na autoestima – porém existe uma alternativa.

O resfriamento do couro cabeludo pode ser usado para combater a alopecia causada pela quimioterapia e tem um impacto extremamente positivo na confiança, força e esperança das pessoas que optam por fazê-lo.

O cuidado com o paciente está no centro de tudo que fazemos e é nossa missão garantir que todos, não importa onde no mundo, tenham a oportunidade de manter seus cabelos durante a quimioterapia.

É hora de você recuperar um pouco de controle.

Nós somos líderes mundiais especializados em resfriamento do couro cabeludo, um tratamento clinicamente comprovado disponível no mundo.



O que é resfriamento do couro cabeludo?

Resfriamento do couro cabeludo é um tratamento simples que pode prevenir a queda do cabelo causada por certos medicamentos quimioterápicos. O uso do resfriamento do couro cabeludo ou "toucas geladas" provou ser um meio eficaz de combater a alopecia induzida pela quimioterapia e pode resultar em grande retenção ou a preservação completa dos cabelos. Para pacientes, isso significa a oportunidade de recuperar algum controle, mantendo sua privacidade e incentivando atitude positiva perante o tratamento.

Por que a quimioterapia causa queda de cabelo?

A quimioterapia tem como alvo todas as células de divisão rápida no corpo. O cabelo é a segunda mais rápida em divisão celular no organismo e essa é a razão por que muitas drogas quimioterápicas causam queda de cabelo.

Os folículos capilares na fase de crescimento são atacados, resultando na queda de cabelo aproximadamente duas semanas após o início da quimioterapia.

Como o resfriamento do couro cabeludo funciona?

O dano causado pela quimioterapia ao folículo capilar pode ser diminuído pelo resfriamento do couro cabeludo. Funciona ao reduzir a temperatura do couro cabeludo em alguns graus imediatamente antes, durante e após a administração da quimioterapia. Isto, por sua vez, reduz o fluxo sanguíneo nos folículos capilares, o que pode prevenir ou minimizar a queda do cabelo. O Sistema Paxman de Resfriamento do Couro Cabeludo é uma opção confortável e tolerável em relação aos outros métodos de resfriamento do couro cabeludo devido à excelente tecnologia de extração de calor.

O cabelo cai?

Muitos medicamentos quimioterápicos, incluindo taxanos e antraciclina, utilizados para tratar o câncer causarão queda de cabelo. Por favor, verifique com seu médico.

Quanto tempo leva?

30 minutos de resfriamento pré-infusão, durante a infusão e até 90 minutos após a infusão da droga.

Para maiores detalhes visite paxmanscalpcooling.com ou www.paxman.com.br

O resfriamento do couro cabeludo funcionará para mim?


Milhares de pacientes no mundo todo mantiveram seus cabelos utilizando o Sistema Paxman de Resfriamento do Couro Cabeludo durante o tratamento de quimioterapia.

O sucesso do resfriamento do couro cabeludo depende de muitos fatores tais como o tipo e estágio do câncer, idade, tipo de cabelo, condição do cabelo e saúde geral. É importante entender que a queda de cabelo varia de pessoa para pessoa e a retenção de todo cabelo não pode ser garantida.

Os estudos mostram que o resfriamento do couro cabeludo é eficaz em diversos protocolos quimioterápicos.

Você pode observar alguma queda de cabelo e o afinamento do cabelo enquanto fizer o resfriamento do couro cabeludo, e o ciclo de vida do cabelo continuará. Se for observada alguma queda de cabelo, nós lhe encorajamos a continuar com o tratamento – muitos pacientes relatam crescimento do cabelo durante a quimioterapia com resfriamento do couro cabeludo, pois o crescimento do novo cabelo também é protegido da quimioterapia.





O que posso esperar ao utilizar o sistema Paxman ?

A tolerância ao frio sentido durante o tratamento de resfriamento do couro cabeludo varia de paciente para paciente. É muito importante lembrar que a sensação de desconforto intenso ou dor sentidos nos primeiros 10-15 minutos do tratamento é transitório e passará assim que você se acostumar com o frio.

A respiração profunda pode ajudar bastante nos primeiros estágios do resfriamento do couro cabeludo. Os benefícios incluem relaxamento imediato assim como a melhor capacidade de lidar com o estresse e de controlar as emoções. Por favor, persista e agasalhe-se em camadas – mesmo em clima quente.

Um grau de controle.

14 coisas que você deve saber sobre o tratamento do resfriamento do couro cabeludo.

1. Seja proativo. Se sentir que a touca não está justa o suficiente ao seu couro cabeludo, por favor, informe a alguém.

2. É importante que o topo da touca esteja tocando a coroa da cabeça.

3. Você deve sentir o resfriamento uniformemente em todo o couro cabeludo, se não sentir, informe à equipe de enfermagem imediatamente.

4. Evite tratamentos agressivos ao cabelo, tais como coloração, apliques, tranças, cachos, alisamentos, etc.

5. Se você tem tranças grossas ou apliques de cabelo, retire-as antes de iniciar o tratamento.

6. Escove gentilmente o cabelo e lave com xampu com menos frequência e com xampu livre de sulfato; modele com as pontas dos dedos.

7. Você pode usar uma manta ou echarpe e beber bebidas quentes para ajudar com a sensação de frio.

8. Se você sentir dor de cabeça, pode ser prescrito analgésico – consulte seu médico.

9. A faixa do queixo pode ser desconfortável, mas é importante para o melhor encaixe da touca. Se estiver causando desconforto, peça gaze à equipe de enfermagem para ser usada como amortecimento entre o queixo e a faixa.

10. Você pode ver gelo no seu cabelo após terminar o tratamento.


11. É esperada queda de cabelo moderada (30-50%) na utilização da touca.

12. Se você sentir que não precisa utilizar peruca ou lenço na cabeça, consideramos sucesso.

13. Você pode observar crescimento de cabelo novo durante o tratamento com resfriamento do couro cabeludo.

14. Efeitos colaterais comuns sentidos por outros pacientes durante o resfriamento do couro cabeludo.

- Reclamações de frio/desconforto relacionado ao frio
- Dor de cabeça variando de leve a severa
- Sensação de peso na cabeça
- Dor na testa
- Dor no pescoço que vai e volta
- Tonturas ou vertigens (durante o resfriamento do couro cabeludo e/ou após a remoção da touca ao final do tratamento)
- Reclamações de sensações desconfortáveis



Cuidando do seu cabelo com a experiência Paxman.

- Seja gentil todo tempo com seu cabelo!
- Não tenha medo de escovar seu cabelo. É bom usar uma escova de boa qualidade, pois as de pior qualidade podem prender e quebrar seu cabelo.
- Evite permanentes e coloração durante o tratamento de quimioterapia.
- Evite calor excessivo ao cabelo; seque gentilmente e não utilize alisadores!
- Lave seu cabelo com água morna e xampu neutro. O couro cabeludo pode se tornar sensível a perfumes e conservantes presentes em xampus.
- Para lidar com nós nos cabelos, você pode pentear durante o banho com um pente de dentes largos, com bastante condicionador nos cabelos. Também ajuda segurar os cabelos acima dos nós, de modo a não estressar as raízes dos cabelos.

Durante o resfriamento do couro cabeludo recomendamos a não ir ao cabeleireiro, para garantir que seu cabelo sofra o menor estresse possível. Entretanto, às vezes, você pode achar que deve ir simplesmente para se sentir melhor! Se você for, por favor, leve esse folheto para que eles conheçam o resfriamento do couro cabeludo e minimizem o estresse ao cabelo.

Na conclusão do tratamento de quimioterapia, se o seu cabelo e couro cabeludo estiverem em boas condições, sem sensibilidade ao couro cabeludo e o cabelo, longo o suficiente para fazer penteados, você pode fazer tratamentos químicos no cabelo.

Você pode achar útil ler experiências ou assistir vídeos de depoimentos de diversas pessoas que utilizaram o sistema Paxman para manter seus cabelos. Esses podem ser encontrados em no site paxmanscalpcooling.com



UM GRAU DE CONFIANÇA...

“Minha família e amigos realmente não tinham ouvido falar no sistema Paxman, mas me apoiaram muito e ficaram bastante surpresos com os resultados. Além de ser um enorme aumento na confiança, eu acho que o principal benefício é o fato de que as pessoas no mundo lá fora não precisavam saber o que eu estava passando. Lenços e perucas podem ser notados facilmente e as pessoas sabem do que se trata, porém é muito melhor manter seu próprio cabelo, e lhe dá muito mais privacidade.”

Adele, 36
Oficial de justiça



Para assistir a história de Adele, acesse paxmanscalpcooling.com

UM GRAU DE PRIVACIDADE...

"Trabalhando num ambiente de terapias de beleza, evidentemente, todos estão olhando para você. Você pode escolher contar para algumas pessoas, mas nem sempre você quer que todos saibam o que você está passando. É uma coisa muito pessoal. Eu estou muito feliz de ter mantido meus cabelos e ser a mesma para todos – ninguém sabia que eu estava fazendo quimioterapia a não ser quem eu escolhi dizer."

Becky, 37
Profissional de Beleza



Para assistir a história de
Becky, acesse
paxmanscalpcooling.com



Compartilhe sua experiência.

Não esqueça que existem milhares de pessoas como você no mundo todo recebendo o mesmo tratamento.

Você pode ler as experiências de outras pessoas e compartilhar a sua história na nossa página do Facebook. Nós adoramos um feedback e adoráramos ouvir sua experiência com o resfriamento do couro cabeludo.

Nosso Facebook Ihe mantém atualizado com nossas novidades e informações relacionadas às nossas pesquisas sobre resfriamento do couro cabeludo no mundo



Paxman Brasil



paxman-brasil

Sua lista.

O que você deve levar com você ao hospital/clínica.



Roupas Quentes



Chapéu/Touca



Condicionador*



Pente de dentes largos*



Faixa elástica de tecido



Toalha

* O hospital/clínica poderá fornecê-los.

Marque o tamanho de sua touca abaixo:





Importado por: EPTCA - Medical Devices
Rua Álvaro Ramos, 404 Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 2280-110
Tel: +55 (21) 3177.9500 Fax: +55 (21) 3177.9510

www.paxman.com.br
eptca@eptca.com

